

KITS ELISA

Para valoración de:

- Citoquinas
- Receptores de Citoquinas
- Moléculas de Adhesión
- Apoptosis
- Antígenos CD

OFERTA: 25% DTO.

1 x 96 tests, desde 440 €*

- 25% 330,00 €*

2 x 96 tests, desde 747 €*

- 25% 560,25 €*

Hasta el 30 de abril de 2010

Por favor, indique código DCL1001 al hacer su pedido

Kits Eli-pair y ELISpot también en oferta: CONSÚLTENOS

Human ELISA Kits						
Specificity	Range	Sensitivity	1 x 96 tests		2 x 96 tests	
			Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA	Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA
CD14	6.8 ng/ml - 220 ng/ml	< 6 ng/ml	850.780.096	440 ▶▶ 330,00	850.780.192	747 ▶▶ 560,25
CD21	3.12 U/ml - 100 U/ml	< 3U/ml	850.730.096	440 ▶▶ 330,00	850.730.192	747 ▶▶ 560,25
CD25 / IL-2R	68.75 pg/ml - 2220 pg/ml	< 8 pg/ml	850.500.096	440 ▶▶ 330,00	850.500.192	747 ▶▶ 560,25
CD31 / PECAM-1	0.31 ng/ml - 10 ng/ml	< 0.11 ng/ml	850.710.096	440 ▶▶ 330,00	850.710.192	747 ▶▶ 560,25
CD40L	0.16 ng/ml - 10 ng/ml	< 0.062 ng/ml	650.120.096	759 ▶▶ 569,25	650.120.192	1.445 ▶▶ 1.083,75
CD44 / Pgp-1	0.31 ng/ml - 10 ng/ml	< 0.13 ng/ml	850.570.096	440 ▶▶ 330,00	850.570.192	747 ▶▶ 560,25
CD50 / ICAM-3	0.62 ng/ml - 20 ng/ml	< 0.3 ng/ml	850.560.096	440 ▶▶ 330,00	850.560.192	747 ▶▶ 560,25
CD54 / ICAM-1	0.25 ng/ml - 8 ng/ml	< 0.1 ng/ml	850.540.096	440 ▶▶ 330,00	850.540.192	747 ▶▶ 560,25
CD62E / E-Selectin / ELAM-1	1.0 ng/ml - 32 ng/ml	< 0.5 ng/ml	850.530.096	440 ▶▶ 330,00	850.530.192	747 ▶▶ 560,25
CD62L / L-Selectin / LAM-1	1.6 ng/ml - 60 ng/ml	< 1 ng/ml	850.650.096	440 ▶▶ 330,00	850.650.192	747 ▶▶ 560,25
CD62P / P-Selectin	2.19 ng/ml - 140 ng/ml	< 3 ng/ml	850.930.096	440 ▶▶ 330,00	850.930.096	747 ▶▶ 560,25
CD86	1.187 U/ml - 38 U/ml	< 0.7 U/ml	850.590.096	440 ▶▶ 330,00	850.590.192	747 ▶▶ 560,25
CD95 / Fas	93.75 pg/ml - 3000 pg/ml	< 47 pg/ml	850.740.096	440 ▶▶ 330,00	850.740.192	747 ▶▶ 560,25
CD102 / ICAM-2	0.75 U/ml - 24 U/ml	< 0.2 U/ml	850.550.096	440 ▶▶ 330,00	850.550.192	747 ▶▶ 560,25
CD106 / VCAM-1	1.56 ng/ml - 50 ng/ml	< 0.6 ng/ml	850.580.096	440 ▶▶ 330,00	850.580.192	747 ▶▶ 560,25
CD116 / GM-CSF R	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 16 pg/ml	850.660.096	440 ▶▶ 330,00	850.660.192	747 ▶▶ 560,25
CD117 / c-KIT	0.312 ng/ml - 10 ng/ml	< 0.095 ng/ml	850.700.096	440 ▶▶ 330,00	850.700.192	747 ▶▶ 560,25
CD124 / IL-4R	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 11.5 pg/ml	850.670.096	440 ▶▶ 330,00	850.670.192	747 ▶▶ 560,25
CD126 / gp80	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 5 pg/ml	850.510.096	440 ▶▶ 330,00	850.510.192	747 ▶▶ 560,25
CD130 / gp130	56.25 pg/ml - 1800 pg/ml	< 15 pg/ml	850.520.096	440 ▶▶ 330,00	850.520.192	747 ▶▶ 560,25
CD138 / Syndecan-1	8 ng/ml - 256 ng/ml	< 2.56 ng/ml	850.640.096	440 ▶▶ 330,00	850.640.192	747 ▶▶ 560,25
CD141 / Thombomodulin	0.625 ng/ml - 20 ng/ml	< 0.38 ng/ml	850.720.096	440 ▶▶ 330,00	850.720.192	747 ▶▶ 560,25
CD178 / Fas Ligand	62.5 pg/ml - 2000 pg/ml	< 44 pg/ml	850.750.096	440 ▶▶ 330,00	850.750.192	747 ▶▶ 560,25
CD213a2 / IL-13Ra2	156 pg/ml - 5000 pg/ml	< 150 pg/ml	850.800.096	440 ▶▶ 330,00	850.800.192	747 ▶▶ 560,25
Cytochrome C	0.08 ng/ml - 5 ng/ml	<0.08 ng/ml	650.070.096	759 ▶▶ 569,25	650.070.192	1.445 ▶▶ 1.083,75
GM-CSF	8 pg/ml - 500 pg/ml	< 4.4 pg/ml	650.050.096	759 ▶▶ 569,25	650.050.192	1.445 ▶▶ 1.083,75
Granzyme B	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 20 pg/ml	850.790.096	440 ▶▶ 330,00	850.790.192	747 ▶▶ 560,25
IFN-α	8 pg/ml - 500 pg/ml	< 3.16 pg/ml	650.090.096	759 ▶▶ 569,25	650.090.192	1.445 ▶▶ 1.083,75
IFN-γ	12.5 pg/ml - 400 pg/ml	< 5 pg/ml	950.000.096	440 ▶▶ 330,00	950.000.192	747 ▶▶ 560,25
IFN-γ High Sensitivity	0.78 pg/ml - 25 pg/ml	< 0.69 pg/ml	850.900.096	514 ▶▶ 385,50	850.900.192	957 ▶▶ 717,75
IL-1α	31.2 pg/ml - 1000 pg/ml	< 10 pg/ml	850.005.096	440 ▶▶ 330,00	850.005.192	747 ▶▶ 560,25
IL-1β	15.6 pg/ml - 500 pg/ml	< 5 pg/ml	850.006.096	440 ▶▶ 330,00	850.006.192	747 ▶▶ 560,25
IL-2	31.2 pg/ml - 1000 pg/ml	< 10 pg/ml	950.010.096	440 ▶▶ 330,00	950.010.192	747 ▶▶ 560,25
IL-2 High Sensitivity	1.87 - 60 pg/ml	0.97 pg/ml	850.870.096	514 ▶▶ 385,50	850.870.192	957 ▶▶ 717,75
IL-4	1.1 pg/ml - 35 pg/ml	< 0.5 pg/ml	950.020.096	440 ▶▶ 330,00	950.020.192	747 ▶▶ 560,25
IL-4 High Sensitivity	0.31 - 10 pg/ml	0.31 pg/ml	850.890.096	514 ▶▶ 385,50	850.890.192	957 ▶▶ 717,75

*Los precios indicados no incluyen IVA ni gastos de envío

Human ELISA Kits						
Specificity	Range	Sensitivity	1 x 96 tests		2 x 96 tests	
			Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA	Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA
IL-5	7.8 pg/ml - 250 pg/ml	< 5 pg/ml	850.025.096	440 ►► 330,00	850.025.192	747 ►► 560,25
IL-6	6.25 pg/ml - 200 pg/ml	< 2 pg/ml	950.030.096	440 ►► 330,00	950.030.192	747 ►► 560,25
IL-6 High Sensitivity	1.56 pg/ml - 50 pg/ml	< 0.8 pg/ml	850.035.096	440 ►► 330,00	850.035.192	747 ►► 560,25
IL-7	6.25 pg/ml - 200 pg/ml	< 3 pg/ml	850.040.096	440 ►► 330,00	850.040.192	747 ►► 560,25
IL-8	62.5 pg/ml - 2000 pg/ml	< 25 pg/ml	850.050.096	440 ►► 330,00	850.050.192	747 ►► 560,25
IL-10	12.5 pg/ml - 400 pg/ml	< 5 pg/ml	950.060.096	440 ►► 330,00	950.060.192	747 ►► 560,25
IL-10 High Sensitivity	1.56 pg/ml - 50 pg/ml	< 1.30 pg/ml	850.880.096	514 ►► 385,50	850.880.192	957 ►► 717,75
IL-12 / p70	6.25 pg/ml - 200 pg/ml	< 3 pg/ml	950.070.096	440 ►► 330,00	950.070.192	747 ►► 560,25
IL-12 / p40 + p70	62.5 pg/ml - 2000 pg/ml	< 20 pg/ml	950.075.096	440 ►► 330,00	950.075.192	747 ►► 560,25
IL-12 High Sensitivity	0.78 pg/ml - 25 pg/ml	< 0.75 pg/ml	850.810.096	514 ►► 385,50	850.810.192	957 ►► 717,75
IL-13	3.12 pg/ml - 100 pg/ml	< 1.5 pg/ml	850.080.096	440 ►► 330,00	850.080.192	757 ►► 567,75
IL-17A	3.12 pg/ml - 100 pg/ml	< 3 pg/ml	850.940.096	440 ►► 330,00	850.940.192	747 ►► 560,25
IL-23	78 pg/ml - 5000 pg/ml	< 20 pg/ml	850.920.096	440 ►► 330,00	850.920.192	747 ►► 560,25
IL-27	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 12.8 pg/ml	850.960.096	440 ►► 330,00	850.960.192	747 ►► 560,25
IP-10	6.25 pg/ml - 200 pg/ml	< 5.7 pg/ml	850.950.096	440 ►► 330,00	850.950.192	747 ►► 560,25
MCP-1	16 pg/ml - 1000 pg/ml	< 2.31 pg/ml	650.110.096	759 ►► 569,25	650.110.192	1.445 ►► 1.083,75
MICA	156-5000 pg/ml	123 pg/ml	850.910.096	440 ►► 330,00	850.910.192	747 ►► 560,25
p53	3.1 U/ml - 100 U/ml	< 1.5 U/ml	850.630.096	440 ►► 330,00	850.630.192	747 ►► 560,25
Perforin	62.5 pg/ml - 2000 pg/ml	< 40 pg/ml	850.860.096	440 ►► 330,00	850.860.192	747 ►► 560,25
TGF-β1	0.5 ng/ml - 30 ng/ml	< 36 pg/ml	650.010.096	759 ►► 569,25	650.010.192	1.445 ►► 1.083,75
TGF-β2	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 10 pg/ml	650.020.096	759 ►► 569,25	650.020.192	1.445 ►► 1.083,75
TNF-α	25 pg/ml - 800 pg/ml	< 10 pg/ml	950.090.096	440 ►► 330,00	950.090.192	747 ►► 560,25
TRAIL / APO2L	93.75 pg/ml - 3000 pg/ml	< 64 pg/ml	850.770.096	440 ►► 330,00	850.770.192	747 ►► 560,25
TRAIL Receptor 1	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 8 pg/ml	850.820.096	440 ►► 330,00	850.820.192	747 ►► 560,25
TRAIL Receptor 2	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 6 pg/ml	850.830.096	440 ►► 330,00	850.830.192	747 ►► 560,25
TRAIL Receptor 3	312.5 pg/ml - 10000 pg/ml	< 147 pg/ml	850.840.096	440 ►► 330,00	850.840.192	747 ►► 560,25
TRAIL Receptor 4	31.25 pg/ml - 10000 pg/ml	< 64 pg/ml	850.850.096	440 ►► 330,00	850.850.192	747 ►► 560,25
VEGF-A	31.25 pg/ml - 2000 pg/ml	< 13.5 pg/ml	650.080.096	833 ►► 624,75	650.080.192	1.445 ►► 1.083,75
VEGF-A Biolisa	16 pg/ml - 1000 pg/ml	< 11 pg/ml	650.040.096	833 ►► 624,75	650.040.192	1.445 ►► 1.083,75
VEGF-R1	0.16 ng/ml - 10 ng/ml	< 0.1 ng/ml	650.030.096	759 ►► 569,25	650.030.192	1.445 ►► 1.083,75
Mouse ELISA Kits						
Specificity	Range	Sensitivity	1 x 96 tests		2 x 96 tests	
			Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA	Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA
GM-CSF	15.6 pg/ml - 500 pg/ml	< 9 pg/ml	860.060.096	440 ►► 330,00	860.060.192	747 ►► 560,25
IFN-γ	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 15 pg/ml	860.050.096	440 ►► 330,00	860.050.192	747 ►► 560,25
IL-1α	7.8 pg/ml - 500 pg/ml	< 6 pg/ml	660.010.096	700 ►► 525,00	660.010.192	1.328 ►► 996,00
IL-2	15.6 pg/ml - 500 pg/ml	< 5 pg/ml	860.000.096	440 ►► 330,00	860.000.192	747 ►► 560,25
IL-4	3.9 pg/ml - 250 pg/ml	< 3 pg/ml	660.020.096	700 ►► 525,00	660.020.192	1.328 ►► 996,00
IL-5	7.8 pg/ml - 500 pg/ml	< 5 pg/ml	660.030.096	700 ►► 525,00	660.030.192	1.328 ►► 996,00
IL-6	15.6 pg/ml - 500 pg/ml	< 10 pg/ml	860.020.096	440 ►► 330,00	860.020.192	747 ►► 560,25
IL-10	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 20 pg/ml	860.030.096	440 ►► 330,00	860.030.192	747 ►► 560,25
IL-12	31.25 pg/ml - 2000 pg/ml	< 5.9 pg/ml	660.040.096	700 ►► 525,00	660.040.192	1.328 ►► 996,00
TGF-β1	0.5 ng/ml - 30 ng/ml	< 48 pg/ml	660.050.096	700 ►► 525,00	660.050.192	1.328 ►► 996,00
TNF-α	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 25 pg/ml	860.040.096	440 ►► 330,00	860.040.192	747 ►► 560,25
Rat ELISA Kits						
Specificity	Range	Sensitivity	1 x 96 tests		2 x 96 tests	
			Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA	Cat. No.	P.V. (€)* habitual OFERTA
IFN-γ	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 10 pg/ml	865.010.096	440 ►► 330,00	865.010.192	747 ►► 560,25
IL-1β	31.3 pg/ml - 2000 pg/ml	< 4.4 pg/ml	670.040.096	759 ►► 569,25	670.040.192	1.445 ►► 1.083,75
IL-4	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 15 pg/ml	865.020.096	440 ►► 330,00	865.020.192	747 ►► 560,25
IL-6	31.3 pg/ml - 2000 pg/ml	< 19 pg/ml	670.010.096	759 ►► 569,25	670.010.192	1.445 ►► 1.083,75
TGF-β1	0.5 ng/ml - 30 ng/ml	< 48 pg/ml	670.020.096	759 ►► 569,25	670.020.192	1.445 ►► 1.083,75
TNF-α	31.25 pg/ml - 1000 pg/ml	< 15 pg/ml	865.000.096	440 ►► 330,00	865.000.192	747 ►► 560,25

*Los precios indicados no incluyen IVA ni gastos de envío